

1. Отворете опаковачния лист и се убедете, че всички части са налице
2. Извадете основния юнит извън кутията и го сложете на равна и стабилна повърхност
3. Завъртете копчето за контрол на водата до максимум в посока обратно на часовниковата стрелка и завъртете копчето за контрол на вибрациите срещу часовниковата стрелка до подходяща позиция
4. Монтирайте педала към апарата
5. Монтирайте единия край на водната линия към входа на апарата за вода, а другия към чистата вода
6. Включете в електричеството

## **НАЧИН НА РАБОТА И ФУНКЦИИ**

1. Насочете копчето за регулиране на силата на едно. Затегнете водата, като завъртите копчето на максимум
2. Нормалната честота на работа е 30+-3Khz. При нормално протичане на водата и подходящи движения зъбния камък ще бъде премахнат без да има претопляне. Прекален натиск и прекалено дълго задържане на едно място са нежелателни.
3. Вземете подходящ връх съгласно Вашите нужди, затегнете го за ръкохватката съгласно ключа добре
4. Интензитет на вибрация: Регулирайте интензитета спрямо нуждата Ви, като нормално завъртвате копчето на средна позиция. Защото различните пациенти имат различна чувствителност и твърдостта на зъбния камък не е една и съща, интензитета трябва да бъде регулиран спрямо клиничния случай.
5. Дебит на водата: стъпете на педала, върхът започва да вибрира, тогава завъртете копчето за регулиране на вода да формирате финен шпрей за да се охлажда ръкохватката и да се почистват зъбите
6. Ръкохватката може да бъде държана като химикалка в ръката
7. Когато се използва връх номер 1 за почистване на зъбите, бъдете сигурни краят на върха да не допре зъбите вертикално, ръба на върха и повърхността на зъба трябва да бъдат тангентно с движение напред назад. Направете така че върха да докосва зъба леко, без много натиск, за да не пострада зъба и за да не се повреди върха
8. Връх номер 2 се използва за елиминирането на голям супрагингивален зъбен камък. Когато го използвате си служете с предната част на върха да докосват зъбите, като настройвате ъгъла. Когато предната част на върха докосва зъбния камък може да използвате и малко натиск.
9. Елиминиране на зъбгингивален зъбен камък: предния ръб на връх номер 3 го движете по гингивалната линия. Предвижвайте го стъпка по стъпка надолу, така събгингивалния зъбен камък може да бъде елиминиран.
10. Почистване на междузъбно пространство: връх номер 1 и номер 3 може да бъдат поставени в междузъбното пространство вертикално. Междузъбния камък може да бъде елиминиран като върха се движи нагоре-надолу, от точката на докосване към корена, стъпка по стъпка. Ние предлагаме интензитет за връх номер 3 от 1 до 4.

11. След приключване, задържете апарата да функционира за 30 секунди с включена вода, така че ръкохватката и върха да могат да се почистят.

12. Махнете върха и го стерилизирайте

## СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Всички върхове могат да бъдат почистване с памуче напоено със спирт. Също могат да бъдат почиствани и в ултразвукова вана. Върхът може да бъде дезинфекциран и по конвенционалните методи със нагриване.

## ВНИМАНИЕ

1. Поддържайте скалера чист преди и след използването му
2. Върхът, ключето, и всички други компоненти трябва да бъдат стерилизирани преди използването им
3. Захранващият кабел трябва да бъде включен в контакт който е занулен
4. Не завивайте или отвивайте върха докато сте стъпили на педала
5. Върхът трябва да бъде добре затегнат
6. Трябва да излиза финен шпрей от върха когато апарата работи
7. Сменете с нов връх когато той е износен или повреден
8. Не превъртайте върха
9. Не използвайте замърсена вода
10. Ако използвате бутилка с дестилирана вода, то тя трябва да е поне на 1 метър над главата на пациента.
11. Използвайте оригиналните върхове
12. След работа изключете апарата от копчето за спиране и от електрическия кабел

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

1. Апарата не трябва да бъде използван при пациенти с хемофилия
2. Апарата не трябва да бъде използван ако пациента има пейсмейкър
3. Сърдечно болни, бременни, или малки деца трябва да се третират с предпазливост

